



IMPORTANTE

- ▶ Attenzione alla situazione meteorologica, indossare indumenti appropriati!
- ▶ Aumentare la visibilità al buio (luce, strisce riflettenti)!
- ▶ Prima della corsa, familiarizzare con le caratteristiche di guida!
- ▶ Osservare sempre i valori massimi di pendenza, dislivello e inclinazione laterale!
- ▶ Superare gli ostacoli ad angolo retto!
- ▶ Viaggiare sul ciglio della strada a monte!
- ▶ Il bagnato e la scivolosità peggiorano le caratteristiche di guida!
- ▶ Prestare attenzione a non impigliare parti del corpo/indumenti nelle ruote!



PREPARAZIONE

Controllare lo stato di carica della batteria

Regolare la pedana in alto

Allacciare le cinture di sicurezza

Regolare i braccioli

Regolare altezza ruote (5 cm dal suolo)

MODALITÀ RUOTA LIBERA (entrambe le ruote)

Disattivata	Attivata
Ruota azionata (pronta alla corsa)	La ruota gira libera (per spostamento)

BLOCCO DEL MOVIMENTO (opzione)

- Attivazione**
- 1) Accendere il pannello di comando
 - 2) Inserire la chiave di *blocco del movimento* (lato anteriore del pannello)
 - 3) Dopo il segnale acustico estrarre la chiave
 - 4) Il blocco di movimento è attivato
- Disattivazione**
- 1) Accendere il pannello di comando
 - 2) Inserire la chiave di *blocco del movimento*
 - 3) Dopo il segnale acustico estrarre la chiave
 - 4) La sedia a rotelle è nuovamente pronta al funzionamento

MARCIA

ON/OFF

Stato carica batteria

Marcia/Regolazione pedana

Velocità

Livello 1-5 Lento/veloce

Marcia + avanti (abbassare la pedana)

Girare a sinistra sul posto

Girare a destra sul posto

Marcia + indietro (sollevare la pedana)



IMPORTANTE

- ▶ Attenzione alla situazione meteorologica, indossare indumenti appropriati!
- ▶ Aumentare la visibilità al buio (luce, strisce riflettenti)!
- ▶ Prima della corsa, familiarizzare con le caratteristiche di guida!
- ▶ Osservare sempre i valori massimi di pendenza, dislivello e inclinazione laterale!
- ▶ Superare gli ostacoli ad angolo retto!
- ▶ Viaggiare sul ciglio della strada a monte!
- ▶ Il bagnato e la scivolosità peggiorano le caratteristiche di guida!
- ▶ Prestare attenzione a non impigliare parti del corpo/indumenti nelle ruote!



PREPARAZIONE

Controllare lo stato di carica della batteria

Regolare la pedana in alto

Allacciare le cinture di sicurezza

Regolare i braccioli

Regolare altezza ruote (5 cm dal suolo)

MODALITÀ RUOTA LIBERA (entrambe le ruote)

Disattivata	Attivata
Ruota azionata (pronta alla corsa)	La ruota gira libera (per spostamento)

BLOCCO DEL MOVIMENTO (opzione)

- Attivazione**
- 1) Accendere il pannello di comando
 - 2) Inserire la chiave di *blocco del movimento* (lato anteriore del pannello)
 - 3) Dopo il segnale acustico estrarre la chiave
 - 4) Il blocco di movimento è attivato
- Disattivazione**
- 1) Accendere il pannello di comando
 - 2) Inserire la chiave di *blocco del movimento*
 - 3) Dopo il segnale acustico estrarre la chiave
 - 4) La sedia a rotelle è nuovamente pronta al funzionamento

MARCIA

ON/OFF

Stato carica batteria

Marcia/Regolazione pedana

Velocità

Livello 1-5 Lento/veloce

Marcia + avanti (abbassare la pedana)

Girare a sinistra sul posto

Girare a destra sul posto

Marcia + indietro (sollevare la pedana)

